

## 1575285 - Purell Advanced gel alcoolique avec pompe - 500 ml - 1 pc



### Déscription

Le désinfectant pour les mains Purell Advanced sous forme de gel peut être utilisé pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Le désinfectant pour les mains ne contient ni colorants ni parfums et, grâce à ses composants hydratants, il assure une sensation agréable sur la peau après utilisation. Purell Advanced est compatible avec les gants en latex, en nitrile et en vinyle, il est non sensibilisant et possède un large spectre d'action.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gojo Prodene Klint
<b>Normes</b>	EN 4120: 2007
<b>Ingrédients</b>	70% éthanol N° CAS 64-17-5 agents hydratants d'origine végétale.
<b>sku</b>	1575285
<b>Contenu</b>	500 ml
<b>Forme physique</b>	Gel d'alcool
<b>Odeur</b>	Non parfumée
<b>Type d'emballage</b>	Pièce