

1352464 - Table d'examen Praxis 2 Elite - hauteur variable hydraulique - Lollipop - 1 pc



Déscription

Le Praxis 2 Elite est le successeur de la série Praxis 2, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 48-98 cm et a une capacité de levage standard de 225 kg. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Le dossier plus long du Praxis 2 Elite est de 81 cm et offre une position assise confortable.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 198 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Hauteur	48-98 cm
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1352464
Couleur	Lollipop
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Hydraulique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce