

1518860 - Crochet DIU - 26 cm - stérile - 1 x 20 pcs



Déscription

Le crochet DIU est utilisé en gynécologie lors de la pose d'un DIU. Il est utilisé pour accrocher les fils du stérilet lorsqu'ils ne sont plus visibles et ont pénétré dans le col de l'utérus. Ces crochets DIU sont emballés de manière stérile et sont à usage unique.

Spécifications

Marque	Gyneas
Dimensions du produit	L 26 cm
Stérile	Oui
sku	1518860
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte