

1608960 - Heine Classic+ F.O MAC 1 lame de laryngoscope - 1 pc



Déscription

Les lames HEINE Classic+ Macintosh F.O. font partie des lames de laryngoscope les plus fiables au monde. Grâce au système d'optique à fibres HEINE HiLite, elles offrent un éclairage optimisé pour l'intubation endotrachéale. Associées au design unique HEINE smoothSURFACE, ces lames sont sûres, hygiéniques et faciles à reprocesser.

Sécurité pour les patients

- HEINE smoothSURFACE : nettoyage simple et sécurisé
- Aucun incident nosocomial enregistré avec les lames HEINE
- Risque réduit de blessures grâce aux surfaces arrondies et lisses
- Rendement lumineux optimal avec l'optique à fibres HEINE HiLite
- Contrôle qualité à 100% : chaque lame subit 51 étapes d'inspection

Économique à l'usage

- Économies durables grâce à une durabilité exceptionnelle
- Jusqu'à 4000 cycles d'autoclavage possibles sans perte de performance
- Processus de reprocessing efficace grâce à la technologie smoothSURFACE

Durable et respectueux de l'environnement

- Empreinte écologique réduite comparé aux lames jetables et autres lames réutilisables
- Moins de déchets et impact environnemental réduit grâce à une longue durée de vie



Avantages supplémentaires

- Nouveau : garantie unique de 10 ans sur toutes les lames HEINE Classic+ F.O.
- Compatible avec tous les manches de laryngoscope selon la norme ISO 7376 (Green Standard)

Spécifications

Marque	Heine
sku	1608960
Lavable/Disposable	Herbruikbaar
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	94 mm
Type d'emballage	Pièce