

## 1600048 - Linido appui combi vertical - 1235 mm - inox/anthracite - 1 pc



### Déscription

Tube droit avec d'un côté un raccord en plastique blanc pour la fixation sur un support mural d'angle, et de l'autre côté avec un coude de 60° au niveau de la bride de fixation murale avec couvercle ergonomique couleur blanche. Diamètre du tube 28.6 mm. La longueur du support est de 1235 mm. Le support est fabriqué en acier inoxydable avec un revêtement époxy blanc.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2611.0184-11
<b>sku</b>	1600048
<b>Appui mural</b>	1235 mm
<b>Catégorie supports muraux</b>	Appui mural pour l'angle entre 2 murs
<b>Matériel</b>	Inox époxyé
<b>Taille</b>	123,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce