

## 1512702 - Source de lumière avec 50 anses auriculaires jetables - 1 lentille - 1 pc



### Déscription

Les curettes auriculaires éclairées Bionix combinent éclairage et grossissement pour réduire le temps nécessaire aux prestataires de soins pour voir et retirer en toute sécurité le cérumen du conduit auditif.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bionix
<b>sku</b>	1512702
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte