

1104582 - Cellona® Xtra attelle de plâtre classique - 20 cm x 20 m - 1 pc



Déscription

Cellona® Xtra est une 'attelle en plâtre offre stabilité et confort. Il s'agit d'un bandage en plâtre prêt à l'emploi qui est fin et souple lorsqu'il est moulé. Les attelles en plâtre Cellona Xtra permettent une application rapide et une adaptation facile à la partie du corps affectée. Elles ont un temps de trempage relativement court et permettent un mouillage complet et rapide. Le temps de durcissement est de 2,5 minutes, la température de l'eau recommandée est de 20°-25°.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	17-draads katoenen gaasverband, gipsmassa van ?- en ?-calciumsulfaathalfhydraat
sku	1104582
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	20 cm x 20 m
Type d'emballage	Boîte