

1610808 - Facet gobelet - haut - 25 ml - bleu transparent - 80 x 47 pcs



Déscription

Wiegand® Medicups, les pratiques gobelets gradués de 5 à 25 ml pour administrer à la fois des médicaments oraux et des comprimés. Les gobelets peuvent être étiquetés avec des étiquettes ou un marqueur. Le gobelet de médication est fabriqué en polypropylène, possède une prise améliorée et est compatible avec le lave-vaisselle jusqu'à 65°.

Spécifications

Marque	Wiegand
Composition	Polypropylène
A utiliser avec:	Facet couvercle
sku	1610808
Contenu	25 ml
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Carton