

## 1508376 - WelchAllyn tensiomètre manuel 767 - sur statif à roulettes - 2 tuyaux - brassard flexiport taille 11 - 1 pc



### Déscription

Tensiomètre manuel professionnel de haute précision sur trépied roulant **Welch Allyn**. Résultats rapides et 100% fiables. Sans latex ni mercure. D'autres modèles de la même gamme peuvent être utilisés comme modèles de table et il existe une version murale. Comprend un brassard FlexiPort adulte réutilisable, taille 11.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1508376
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes