

1508376 - WelchAllyn tensiomètre manuel 767 - sur statif à roulettes - 2 tuyaux - brassard flexiport taille 11 - 1 pc



Déscription

Tensiomètre manuel professionnel de haute précision sur trépied roulant **Welch Allyn**. Résultats rapides et 100% fiables. Sans latex ni mercure. D'autres modèles de la même gamme peuvent être utilisés comme modèles de table et il existe une version murale. Comprend un brassard FlexiPort adulte réutilisable, taille 11.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1508376
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes