

1541858 - Ergoselect 50P



Déscription

L'ergomètre avantageux pour l'ECG d'effort. Cet ergomètre se caractérise par un seuil d'enjambement bas, des programmes d'ergométrie librement définissables et des interfaces universelles à des fins de connexion à des PC d'ECG et des électrocardiographes courants.

Accessoires : réglage horizontal de la selle, selle de compétition, adaptateur de serrage rapide pour selle standard, pédaliers réglables.

Spécifications

Marque	Ergoline
sku	1541858
Type d'emballage	Pièce