


1559718 - Linido porte-shampooing anthracite - 1 pc



Déscription

Pour vous faciliter encore plus la tâche sous la douche, Linido propose désormais un porte-shampooing qui se fixe sans problème sur votre support Ergogrip. Aucun montage n'est donc nécessaire et le porte-savon peut également être installé ultérieurement.

Ce support peut contenir votre shampooing et votre mousse de douche. Le bord inférieur plat et les bords relevés garantissent que vos bouteilles de shampooing reposent toujours en toute sécurité.

Si vous placez le porte-shampooing sur l'Ergogrip, vous aurez toujours votre shampooing à portée de main. Cela réduit considérablement le risque de chute!

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2639.0004-11
sku	1559718
Couleur	Inox/anthracite
Type d'emballage	Pièce