

## 1000052 - Seringues Plastipak™ - 3 parties - luer slip - tip cathéter - 50 ml - 1 x 60 pcs



### Déscription

La seringue BD Plastipak™ 3-pièces est un support pour l'administration des médicaments. Vous pouvez l'utiliser pour une gamme d'applications critiques et de services. La seringue est conçue pour l'injection générale et l'aspiration de fluides provenant de flacons, d'ampoules et de parties du corps sous la surface de la peau. Le bouchon sans latex empêche les fuites de médicaments autour du piston et sert d'indicateur pour mesurer le contenu de la seringue. Les seringues Plastipak™ sont également dotées de larges ailettes pour les doigts et d'une boule rugueuse pour le pouce.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>sku</b>	1000052
<b>Contenu</b>	50 ml
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Tip du cathéter