

1610829 - Kipic aiguilles micro-injection - 27G - 0,40 x 4mm - 100 pc



Déscription

Aiguille de mésothérapie KIPIC – Précision & Confort

L'aiguille de mésothérapie KIPIC est parfaite pour des injections esthétiques et médicales précises. Grâce à sa pointe aigüe et à sa surface lisse, l'aiguille pénètre facilement dans la peau, avec un minimum d'inconfort.

- ? Compatible avec les seringues à luer-lock
- ? Usage unique
- ? Disponible en différentes tailles et couleurs
- ? Emballé individuellement stérile – 100 pièces par boîte

Spécifications

Marque	Kipic
sku	1610829
Stérile	Oui
Longueur de l'aiguille	4 mm
Diamètre aiguille	0.4 mm
Dimensions en mm	0,40 x 40 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte