

1518868 - Hystéromètres jetables CH14 - 4,6 mm x 29 cm - 1 x 25 pcs



Déscription

L'hystéromètre est un dispositif médical utilisé par les gynécologues pour mesurer la profondeur de l'utérus. L'hystéromètre est constitué d'une partie souple en polyéthylène marquée tous les centimètres, montée sur une poignée en polystyrène. Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile à usage unique.

Spécifications

Marque	Gyneas
Dimensions du produit	L 29 cm
Composition	Polystyrène
sku	1518868
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	4,6 mm
Type d'emballage	Boîte