

## 1600413 - Collecteur de déchets 40 - 4 roues 2 à frein avec pédale - 1 pc



### Déscription

Wasty W70-4R est un collecteur de déchets avec une structure en acier inoxydable, équipé d'un clip de verrouillage et d'un plateau auxiliaire, tous deux en polypropylène.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 58 cm, H 76 cm
<b>Roues</b>	Oui
<b>Pédale</b>	Oui
<b>Profondeur du produit</b>	48 cm
<b>sku</b>	1600413
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce