

1600593 - Pretape Haftan® 7 cm x 27,5 m - 1 x 6 pcs



Déscription

Pretape Haftan® convient à la fixation homogène et sans bourrelet de matériau de rembourrage sous des bandages de soutien, en particulier en association avec un matériau synthétique. La surface fine, à pores ouverts d'Haftan® permet une bonne adhérence des tours de bande superposés et prévient ainsi tout glissement sur la peau.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Marque | Lohmann Rauscher |
| Composition | Mousse de polyuréthane |
| Elastique | Non |
| sku | 1600593 |
| Couleur | Blanc |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Taille | 7 cm x 27,5 m |
| Type d'emballage | Boîte |