

## 1601559 - Kardiomed 540 Comfort Cycle - 1 pc



### Déscription

Le vélo Kardiomed 540 Comfort, avec son cadre moderne en aluminium blanc et son corps élégant en gris anthracite, ne donne pas seulement un look contemporain à ce vélo, mais offre également des fonctionnalités avancées pour un entraînement optimal.

#### Caractéristiques principales:

- Pas d'alimentation électrique externe requise
- Dimensions: 173 x 65 x 133 cm
- Programmes d'entraînement intégrés pour varier les exercices
- Écran tactile durable et lumineux de 7 pouces
- Affichage de la fréquence cardiaque hybride Polar® sans interférence avec appairage automatique (5 kHz et Bluetooth Low Energy)
- Dossier réglable pour plus de confort
- Entrée large et profonde confortable
- Réglage horizontal du siège pour une position parfaite
- Les programmes d'entraînement comprennent: Démarrage rapide, Watts (entraînement en fonction du temps) et entraînement par impulsions

## Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1601559
<b>Poids</b>	80 kg
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce