


## 1103825 - Bac Flex Modul - 45 x 40 x 5 cm - ABS - gris - 1 pc



### Déscription

Double utilisation pour le stockage et la distribution des médicaments. Utilisation optimale de l'espace et organisation dans les armoires et les étagères grâce à sa forme empilable. Nettoyage ou stérilisation faciles.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wiegand
<b>Composition</b>	ABS
<b>sku</b>	1103825
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Taille</b>	45 x 40 x 5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce