

1610201 - 3M™ Littmann® Cardiology Dual IV™ stéthoscope - standard - bleu minuit - standard - 1 pc



Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology Dual IV™ est conçu pour les professionnels de santé qui recherchent une qualité acoustique supérieure et une grande polyvalence. Son design amélioré comprend une membrane réglable de chaque côté de la pièce thoracique.

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1610201
Digital	Non
Couleur	midnight blue
Couleur de la poignée	Standard
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Cardiology Dual IV