

1547008 - EM 39 Ceinture abdominale et dorsale 2 en-1 - size de taille 75-130 cm) 1 pc



Déscription

L'entraînement des muscles abdominaux et dorsaux est devenu plus facile. La ceinture des muscles abdominaux et dorsaux accompagne l'entraînement des muscles abdominaux centraux et des muscles du bas du dos et sert également à la régénération. Le tour de taille est réglable de manière flexible. Efficace et puissant, avec 4 électrodes d'eau de contact résistantes à l'usure, où aucun gel de contact ou électrode de remplacement n'est nécessaire pour la stimulation musculaire individuelle. Il existe 5 programmes d'entraînement entre 22 et 31 min, dont l'intensité peut être réglée. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes, aux personnes souffrant d'arythmie cardiaque ou aux personnes épileptiques.

- Compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- Indicateur de batterie faible
- La ceinture peut être lavée à la main

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Beurer |
| Dimensions du produit | L 9.1 cm, H 2.2 cm, L 8.8 cm |
| SKU leverancier | 64704 |
| Taxe Bemat | 0.06 EUR |
| sku | 1547008 |
| Produits similaires | Non |
| Réglementation Européenne | 2014/30/EU |
| Type d'emballage | Pièce |