

1006576 - WelchAllyn poire pour tensiomètres welchallyn ds54, ds55 et ds56 - 1 pc



Déscription

Welch Allyn DuraShock DS54, tensiomètre à pompe manuelle ; pour gonfler le ballon d'un brassard de tensiomètre. En pressant la pompe manuelle, on gonfle le ballon du brassard de tension artérielle. La poire convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	Tensiomètre WelchAllyn DS54; Tensiomètre WelchAllyn DS55; Tensiomètre WelchAllyn DS56
sku	1006576
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce