


## 1546263 - Linido appui rabattable 70 cm - inox poli - blanc - 1 pc



### Déscription

Poignée de toilette pliable, diamètre du tube 28,6 mm, en métal avec revêtement époxy blanc. Charge statique verticale jusqu'à 150 kg, charge statique latérale jusqu'à 100 kg. La plaque de fixation murale est en plastique blanc renforcé de fibre de verre. En position verticale, le support se verrouille automatiquement, de sorte qu'il ne peut pas tomber lorsqu'il est utilisé comme support dans cette position.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2603.3702-02
<b>sku</b>	1546263
<b>Catégorie appuis pour toilette</b>	Appuis pour toilette rabattables
<b>Charge horizontale maximale</b>	150 kg
<b>Charge latérale maximale</b>	100 kg
<b>Couleur</b>	Inox poli/blanc
<b>Longueur appui toilette</b>	700 mm
<b>Matériel</b>	Inox pli
<b>Type d'emballage</b>	Pièce