

1546263 - Linido appui rabattable 70 cm - inox poli - blanc - 1 pc



Déscription

Poignée de toilette pliable, diamètre du tube 28,6 mm, en métal avec revêtement époxy blanc. Charge statique verticale jusqu'à 150 kg, charge statique latérale jusqu'à 100 kg. La plaque de fixation murale est en plastique blanc renforcé de fibre de verre. En position verticale, le support se verrouille automatiquement, de sorte qu'il ne peut pas tomber lorsqu'il est utilisé comme support dans cette position.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	L12603.3702-02
sku	1546263
Produits similaires	Non
Catégorie appuis pour toilette	Appuis pour toilette rabattables
Charge horizontale maximale	150 kg
Charge latérale maximale	100 kg
Couleur	Inox poli/blanc
Longueur appui toilette	700 mm
Matériel	Inox pli
Type d'emballage	Pièce