

1618378 - Tabouret selle TR01 - roues - 48 - 61 cm - sellerie Silververtex - orange



Déscription

La tabouret selle TR 01 à roulettes est un tabouret médical polyvalent conçu pour offrir confort et stabilité. Ce tabouret est doté d'une assise en selle rembourrée et confortable, offrant un confort d'assise prolongé, idéal pour les professionnels de santé qui doivent travailler dans la même position pendant de longues périodes.

Caractéristiques principales

- Base stable : Le Tabouret TR 01 est équipé d'une base solide en plastique qui garantit une stabilité maximale, même en cas d'utilisation intensive.
- Facilement réglable : Grâce au vérin à gaz, la hauteur peut être ajustée rapidement et facilement pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

La selle-tabouret TR 01 offre l'équilibre parfait entre fonctionnalité et confort, ce qui en fait un choix incontournable pour tout environnement médical.

L'assise en selle peut être montée sur les modèles TR-01, TR-02 et TR-03.

Attention : la couleur du tabouret telle qu'affichée sur l'image peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Diamètre du siège	35 cm
Nombre de roues	5
sku	1618378
Couleur	N03-orange
Couleur châssis	Noir
Matériel châssis	Matière synthétique
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	48 - 61 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond