

## 1574495 - Actimove® Talocast® Airgel trainer atelle de cheville - < 165 cm - gauche et droite - 1 pc



### Déscription

Actimove® Talocast®-Airgel sont des atelles de cheville de conception anatomique avec des coussins d'air et des coussinets de gel intégrés pour un confort et une fonctionnalité accrus. Cette attelle de cheville est destinée aux entorses de la cheville, aux foulures de la cheville, à l'instabilité chronique de la cheville, au gonflement et à l'œdème de la cheville.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Composition</b>	Sans latex
<b>sku</b>	1574495
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce