

## 1627478 - Trocar cathétere thoracique - 40 cm - Ch 32 - 1 pc



### Déscription

Le cathéter à trocar est introduit dans la cavité pleurale après l'incision cutanée. Une fois le trocar retiré, la partie restante du cathéter est raccordée à un système de drainage thoracique.

#### Tailles :

- Les tailles Ch 8, 10, 12 et 16 ont une extrémité en forme d'entonnoir.
- Les tailles Ch 20, 24, 28 et 32 ont une extrémité lisse.

#### Disponible en version à 2 et 3 orifices

- Cathéters à 2 orifices : 8 Ch (24 cm), 10 Ch (24 cm), 12 Ch (24 cm)
- Cathéters à 3 orifices : 16 Ch (26 cm), 20 Ch (40 cm), 24 Ch (40 cm), 28 Ch (40 cm), 32 Ch (40 cm)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Composition</b>	PVC, PP, sulfate de baryum, trocart : aluminium (à partir de la taille Ch 20), acier inoxydable (Ch 8-16)
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Aiguille de sécurité</b>	Non
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>sku</b>	1627478
<b>Longueur</b>	40 cm
<b>Diamètre externe</b>	Ch 32
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce