

## 1600877 - Moniteur de saturation PO3M



### Déscription

L'oxymètre connecté iHealth Air est un appareil professionnel de haute qualité qui peut être utilisé à domicile et avec votre smartphone (Android et iOS). Les mesures de la SpO2 et de la fréquence cardiaque sont utiles aux patients souffrant de maladies chroniques telles que l'asthme ou la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), car elles leur donnent une idée plus rapide de la gravité de leur état. Il suffit d'insérer votre doigt dans le moniteur de saturation pour vérifier vos signes vitaux, qui s'affichent à l'écran:

#### Avantages

- Le niveau d'oxygène dans le sang (SpO2) : en mesurant le niveau de SpO2, vous pouvez rapidement identifier un manque d'oxygène et adapter votre comportement en conséquence.
- Votre rythme cardiaque
- Votre indice de perfusion (sur l'application)

#### Caractéristiques techniques

- Suivi des données, graphiques et historique dans l'application iHealth MyVitals
- Synchronisation sans fil Bluetooth 4.0
- Partager vos données médicales avec votre prestataire de soins ou votre famille
- Chargement via micro USB
- Stockage sécurisé et gratuit des données

## Spécifications

Marque	ihealth
Dimensions du produit	L 33 cm, H 2.8 cm, L 62 cm
Poids du produit	0.042 kg
Type de batterie	3.7V Li-ion, 300mAh
Mémoire	Non
Bluetooth	Oui
Avec câble	Non
Écran couleur LED	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1600877
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce