

## 1540963 - Dopplex ® TBI - Kit pression cheville & orteil



### Déscription

Le Kit pression cheville & orteil (ATP) est une combinaison unique de la Dopplex DMX Doppler, sondes et accessoires assurant le Vasculair, spécialiste diabétique ou lymphatique avec un système pour faciliter l'évaluation de la maladie artérielle et la neuropathie. Notre Arterial Pléthysmographie (APPG) sonde se fixe facilement à l'unité DMX en échangeant simplement votre sonde Doppler avec son adaptateur.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1540963
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce