

1352450 - Table d'examen Praxis 2 Elite - hauteur variable électrique - Coral - 1 pc



Déscription

Le Praxis 2 Elite est le successeur du Praxis 2, qui connaît un grand succès, dans la gamme Praxis. Cette ligne se caractérise par une grande portée de 42 à 112 cm et possède également une capacité de levage standard de 225 kg. Grâce à ses pieds ronds et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Le dossier plus long du Praxis 2 Elite mesure 81 cm et assure une position assise confortable.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 198 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Hauteur	42-112 cm
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1352450
Couleur	Coral
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce