

1610011 - Keiser A400 Pro Leg Extension Air 300



Déscription

Le A400 Leg Extension Pro est conçu pour les utilisateurs recherchant des performances maximales et une résistance précise, tant en rééducation qu'en entraînement de force. Grâce à la Pure Resistance Technology (PRT) basée sur la résistance à l'air sous contrôle numérique, cet appareil offre une résistance intelligente, sûre et dynamique, sans inertie ni momentum.

Pourquoi choisir le Leg Extension Pro

Contrairement aux poids classiques, la Keiser Dynamic Variable Resistance (DVR) s'adapte à la courbe naturelle de force du corps :

- Faible résistance au début – moins de charge là où vous êtes le plus faible
- Résistance plus élevée au milieu – plus de charge là où vous êtes le plus fort
- De nouveau une résistance plus faible à la fin – évite la surcharge dans la position finale la plus faible

Que vous vous entraînez pour la force (rythme lent) ou pour la vitesse et l'explosivité (rythme rapide), cette machine offre la résistance adéquate à chaque instant du mouvement.

Caractéristiques principales et avantages

- Pure Resistance Technology – basée sur l'air, contrôlée numériquement, sans masse ni inertie
- Mouvement unilatéral – entraînez chaque jambe séparément pour un meilleur équilibre musculaire
- Large plage de résistance (0 à 142 kg) – adaptée à tous les niveaux d'entraînement
- Résistance entièrement réglable – ajustement précis pour chaque utilisateur
- Grands écrans digitaux – affichage clair de la résistance et des répétitions

Applications

Parfait pour une utilisation en médecine du sport, en physiothérapie, en accompagnement de haut niveau et en entraînement fonctionnel de force où la précision et la sécurité sont primordiales.

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	L 101 cm, H 114 cm
sku	1610011
Résistance	0 tot 142 kg
Poids	73 kg
Type d'emballage	Pièce