

## 1006089 - Lames de bistouri nr 21 - non-stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

La lame bistouri n° 21 avec son tranchant incurvé et son dos plat et non affûté est une version agrandie du n° 10. 21 est compatible avec les manches 4, 4L, 4 gradués et 6B.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Swann Morton
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1006089
<b>Numéro du bistouri</b>	21
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte