

1618341 - Tabouret selle TR02- roues - 45 - 58 cm - revêtement standard - bleu clair



Déscription

La tabouret selle TR 02 allie un design moderne à un confort et une fonctionnalité optimaux. Elle a été spécialement conçue pour les professionnels de la santé qui ont besoin d'une solution d'assise ergonomique et durable.

Caractéristiques principales

- Assise confortable : le tabouret est doté d'une assise rembourrée de haute qualité qui offre un confort d'assise durable, même pendant les heures de travail intensives.
- Base stable : La base robuste en aluminium du Tabouret TR 02 assure une stabilité maximale, ce qui rend ce tabouret idéal pour une utilisation quotidienne dans les environnements médicaux.
- Réglage facile de la hauteur : Grâce au vérin à gaz intégré, la hauteur du tabouret peut être réglée rapidement et sans effort, pour une position ergonomique parfaite.
- La selle peut être montée sur les modèles TR-01, TR-02 et TR-03.

Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Diamètre du siège	35 cm
Nombre de roues	5
sku	1618341
Couleur	S02 - bleu clair
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	45 - 58 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond