

1559741 - Schiller Cardiovit CS-200 Office Ergospiro incl. Powercube LFX en MS-12USB



Déscription

Le **CARDIOVIT CS-200 Office ErgoSpiro** réalise des tests d'exercice cardiopulmonaires (CPET) conformément aux dernières directives ATS/ERS.

Les tests métaboliques combinés à un ECG d'exercice à 12 dérivations de qualité diagnostique sont adaptés à un large éventail de sujets, des patients cliniques aux athlètes de haut niveau. Le PWC Ergo constitue le cœur du système. Avec le pneumotachomètre, il garantit la plus grande précision possible.

Caractéristiques :

- Analyse de l'échange gazeux inspiration par inspiration (VE, VO₂, VCO₂) avec cellule ultrasonique sans entretien pour la mesure du CO₂ ; calibration facile, rapide et entièrement assistée pour des mesures très précises ; affichage des graphiques et des données via un panneau standard ou défini par l'utilisateur à 9 cases.
- ECG d'exercice à 12 dérivations entièrement intégré avec acquisition sans fil, améliorant le confort du patient.
- Stockage des signaux ECG continus non filtrés en toute transparence.
- ECG de repos avec interprétation automatique ETM ; ETM sport pour l'interprétation des cœurs des athlètes.
- Mesure automatique de la pression artérielle avec module SpO₂ intégré optionnel du BP-200 plus.
- LFSport en option pour l'évaluation des performances et le planificateur d'exercices, deux fonctions complètes pour une utilisation en médecine du sport.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1559741
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce