

1005286 - Maico MA25 audiomètre - 1 pc



Déscription

Audiomètre compact mais très puissant, le MA25 est un audiomètre offrant un large éventail de possibilités de test. Le MA25 est idéal pour être utilisé partout grâce à son modèle léger qui tient parfaitement dans la main. Il est robuste, ce qui vous permet de l'emporter facilement partout. Fournit une tonalité propre et distordue (pulsée ou continue).

- Audiomètre pour la conduction aérienne
- 11 fréquences 125 Hz-8000 Hz
- Poids léger, 980g
- Avec 3 piles AAA ou alimentation par câble USB
- Comprend un transmetteur de parole Hughson Westlake et le logiciel PC Maico session.
- Peut être connecté à OtoAccess ou à la base de données des patients de Noah pour faciliter la gestion des données.

Spécifications

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque | maico |
| sku | 1005286 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |