

## 1600251 - LegFlexx System



### Déscription

Le LegFlexx est un appareil de curl des jambes unique en son genre, basé sur des principes scientifiquement éprouvés, doté d'un volant de résistance et d'un module de retour d'information permettant de suivre les progrès en temps réel et à long terme. Le système est adapté à l'entraînement pour le renforcement des ischio-jambiers, l'hypertrophie et la rééducation. L'appareil est livré avec le système de rétroaction kMeter II et un volant d'inertie XL (0,070 kgm<sup>2</sup>).

### Spécifications

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Marque</b>                    | Exxentric  |
| <b>sku</b>                       | 1600251    |
| <b>Réglementation Européenne</b> | 2001/95/EC |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce      |