

## 1551876 - Toned and Dynamic Legs Dermoactivating Cream - HUMAN TECAR - 200 ml



### Déscription

Pour un usage professionnel quotidien. Élimine la fatigue et redonne de la vitalité.

Idéal pour les athlètes - prépare le corps à l'entraînement et lui permet de récupérer de la fatigue causée par l'entraînement ou la compétition - et pour tous ceux qui doivent être debout la plupart du temps. Réduit la fatigue et facilite l'élimination de l'excès de liquide et de toxines, pour des jambes plus légères et une peau renforcée et hydratée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Unibell
<b>sku</b>	1551876
<b>Type d'emballage</b>	Pièce