

1011190 - Melolin - compresses non adhésives - stériles - 10 x 20 cm - 1 x 100 pcs



Déscription

MELOLIN est une compresse très absorbante non-adhérente pour la prise en charge des plaies faiblement à modérément exsudatives telles que les plaies propres et suturées, abrasions et lacérations et brûlures mineures.

Elle est composée de trois couches: Une interface micro-perforée non adhérente à la plaie, une couche absorbante de coton et de fibres de polyester et une face externe hydrophobe de polyester.

L'interface micro-perforée non-adhérente à la plaie facilite le drainage rapide de la plaie en laissant passer l'exsudat ce qui permet de réduire la fréquence de renouvellement. La compresse absorbante absorbe exsudat et saignement et protège la plaie contre les chocs. Le feuillet hydrophobe protège la compresse des souillures externes et prolonge la durée de vie du pansement.

MELOLIN est facilement découpable et conserve son intégrité même coupé.

Spécifications

Marque	Smith & Nephew
Composition	Coton, polyester
Stérile	Oui
sku	1011190
Couches	3 couches
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Quantité par emballage	1 x 100 pcs
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Taille	10 x 20 cm
Type d'emballage	Boîte