

## 1543827 - Sacs à urine - non-stérils - 2000 ml - valve antireflux - tubulure 90 cm - 1 x 250 pcs



### Déscription

Sacs à urine non-stérils avec valve antireflux, une tubulure de 90 cm et contenu maximum de 2 litres.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Stérile</b>	Non
<b>Possibilité de vidange</b>	Non
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1543827
<b>Composition</b>	PVC
<b>Contenu</b>	2000 ml
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte