

## 1601799 - Keiser Iron Neck Pro Bundle



### Déscription

L'ensemble Iron Neck Pro Bundle, le modèle le plus populaire, combine les meilleures caractéristiques des modèles Starter et Varsity. Il est donc idéal pour la rééducation, l'atténuation des blessures et les applications de musculation. Le bouton de friction variable fonctionne comme le frein d'un vélo d'appartement, ce qui vous permet de régler la quantité de friction appliquée et de disposer d'un contrôle total sur votre entraînement.

Chaque Iron Neck Pro est livré avec un lot de trois coussinets frontaux interchangeables et est doté de la technologie AirFit qui permet de gonfler les coussinets arrière afin de garantir un ajustement parfait pour toutes les tailles et formes de tête. Il comprend également une bande de résistance de 11,5 kg (25 lb), une ceinture de porte Tri Clip, un ancrage de porte Safe Lock, un ancrage EZ Cinch et une calotte pour plus de confort et d'hygiène. Nos bandes sont enveloppées de tissu pour une durabilité et une sécurité accrues. Elles peuvent être étirées jusqu'à 2 mètres pour une tension maximale. Les mousquetons en acier de haute qualité situés à chaque extrémité assurent une connexion solide et sécurisée à l'une des trois options d'ancrage, afin que vous puissiez vous entraîner à domicile ou en déplacement.

Chaque Iron Neck Pro comprend un accès gratuit à une bibliothèque de vidéos d'entraînement. Vous pouvez configurer l'Iron Neck Pro en 60 secondes seulement et commencer à vous entraîner avec notre d'installation et l'entraînement F6 en 3 phases pour progresser dans votre parcours de remise en forme.

Chaque Iron Neck Pro est livré avec: bande de résistance de 11,5 kg (25 lb), ancre de porte, sangle de porte, ancrage de cintre, calotte et coussinets frontaux interchangeables (3 pièces).

## Spécifications

<b>Marque</b>	iron_neck
<b>SKU leverancier</b>	INPB
<b>sku</b>	1601799
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce