

1603845 - BD™ Vacutainer® kit de prélèvement sanguin - ensemble de perfusion Butterfly - 12" longueur du tube (305 mm) - 21G x 3/4" - vert - 1 x 50 pcs



Déscription

Le BD Vacutainer est un système de prélèvement sanguin avec activation intraveineuse en quelques secondes. Le bouton-poussoir permet de retirer directement l'aiguille de la peau.

Cela offre un haut niveau de protection contre les blessures causées par les aiguilles. L'activation du mécanisme de sécurité à une seule main rend également le système plus confortable à utiliser.

Spécifications

Marque	BD
sku	1603845
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
Normes	EN ISO 13485
Bevel	Short 7°
Couleur	Vert
Dimensions	21G x 3/4"
Méthode de stérilisation	Rayonnement
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte