

**1603845 - BD™ Vacutainer® kit de prélèvement sanguin - ensemble de perfusion Butterfly - 12" longueur du tube (305 mm) - 21G x 3/4" - vert - 1 x 50 pcs**



## Déscription

Le BD Vacutainer est un système de prélèvement sanguin avec activation intraveineuse en quelques secondes. Le bouton-poussoir permet de retirer directement l'aiguille de la peau.

Cela offre un haut niveau de protection contre les blessures causées par les aiguilles. L'activation du mécanisme de sécurité à une seule main rend également le système plus confortable à utiliser.

## Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | BD                           |
| <b>SKU leverancier</b>           | 367326                       |
| <b>sku</b>                       | 1603845                      |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                          |
| <b>Sans latex</b>                | Oui                          |
| <b>Mécanisme de sécurité</b>     | Oui                          |
| <b>Normes</b>                    | EN ISO 13485                 |
| <b>Bevel</b>                     | Short 7°                     |
| <b>Couleur</b>                   | Vert                         |
| <b>Dimensions</b>                | 21G x 3/4"                   |
| <b>Méthode de stérilisation</b>  | Rayonnement                  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                        |