

CAM2S250 - Spray Safe ECG - 250 ml - 1 pc



Déscription

Un spray extrêmement pratique qui assure une conductivité optimale lors d'un ECG ou d'un EEG. Il améliore les performances des électrodes en éliminant les bactéries et les impuretés de la surface. Le spray convient particulièrement à la préparation de la peau avant un examen.

Hypoallergénique, hydrosoluble, antibactérien, inodore, non gras et ne laisse pas de sensation collante.

Spécifications

sku	CAM2S250
Contenu	250 ml
EKG catégorie	Gel & spray ECG
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce