

1603855 - Tena Pants normal - large - 100-135 cm - 4 x 18 pcs



Déscription

Les sous-vêtements absorbants TENA Pants Normal sont doux et confortables. Le design de la protection et les technologies de réduction de l'humidité permettent une forte absorption, une sécurité anti-fuites et un contrôle des odeurs. S'enfilant comme un sous-vêtement, les sous-vêtements TENA Pants ProSkin sont parfaits pour les personnes mobiles et semi-mobiles. Ces sous-vêtements conçus dans une matière sensation textile respirante sont dotés d'un noyau hautement absorbant pour une protection discrète et confortable contre les fuites urinaires modérées à fortes. FeelDry Advanced™ absorbe rapidement et bloque le liquide au cœur de la protection, et le noyau super absorbant capture les fuites pour aider à préserver la santé naturelle de la peau. Avec des barrières anti-fuites pour une protection supplémentaire et un système qui neutralise les odeurs pour plus de discrétion, ces sous-vêtements absorbants jetables encouragent un mode de vie actif.

- Triple Protection pour la santé de la peau
- FeelDry Advanced™
- Matière extensible pour un ajustement parfait

Spécifications

Marque	essity_tena
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Carton