

1561557 - fabian™ HFO Ventilateur



Déscription

Le **fabian™ HFO** avec un écran tactile de 10,4" est le ventilateur le plus complet de Vyair. Ce modèle dispose d'une oscillation haute fréquence à membrane unique (HFO) avec inspiration et expiration actives, en plus de tous les modes modernes non invasifs et conventionnels.

Parmi les autres améliorations, on trouve la **Forced Oscillation Technique (FOT)**, un outil précis et intelligent pour le recrutement pulmonaire.* Le fabian™ permet au clinicien de maintenir le plus haut niveau de soins à mesure que l'état et les besoins du nourrisson évoluent.

Caractéristiques :

- HFO conçu selon les mêmes principes de fonctionnement que l'oscillateur 3100A
- Conçu avec un capteur de débit à anémomètre à fil chaud pour une faible sensibilité à la composition des gaz et à l'humidité
- Déclenchements par volume, débit et pression pour répondre aux besoins changeants des nouveau-nés
- Le recrutement pulmonaire peut être utilisé pendant l'HFO
- PRICO protège les nourrissons contre les niveaux d'oxygène hors de la plage cible
- Les plages de garantie de volume sont idéales pour les nourrissons de très faible poids de naissance
- Prend en charge 3 types différents de modules eCO₂ : microstream, mainstream et sidestream
- FOT* est une méthode efficace pour un recrutement pulmonaire sécurisé

Spécifications

Marque	Vyaire
sku	1561557
	Non
Couleur	Blanc
Poids	20 kg
Type d'emballage	Pièce