

1100648 - Gobelet 805 - avec graduations - rouge transparent - 250 ml - 1 pc



Déscription

Le gobelet est simple et pourtant de qualité. Il est souvent utilisé dans les institutions. Il est pourvu de graduations aidant ainsi le personnel soignant à faire un bilan du liquide absorbé. L'extérieur est légèrement antidérapant. Disponible en différentes couleurs attractives.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Non
Indication d'échelle	Oui
Coupe isolante	Non
sku	1100648
Contenu	250 ml
Couleur	Rouge transparent
Type d'emballage	Pièce