

1607296 - CryoPouch avec deux compartiments pour éléments réfrigérants - 1 pc



Déscription

Le **CryoPouch** est un outil pratique pour les soignants afin d'appliquer une **soulagement de la douleur sans médicament** en tant que thérapie complémentaire contre la douleur. Cette bande de cryothérapie à double compartiment s'adapte **parfaitement à différents produits de soutien postopératoires**, notamment :

- **QualiBra Advanced soutien de la poitrine et du sternum**
- **QualiBreath bande sternale et thoracique**
- **Thor et Thor.2 bandages thoraciques**
- **QualiBelly Advanced ceinture abdominale**
- Et peut également être **utilisé directement autour du bras ou de la jambe** en cas de blessures sportives

Utilisation :

- **Cryothérapie postopératoire** : Soulage la douleur et l'inconfort après une sternotomie ou des interventions abdominales
- **Blessures sportives** : Offre un traitement ciblé par le froid pour les blessures au bras ou à la jambe
- **Confort mains libres** : Pour plus de commodité et de détente pour le patient

Caractéristiques du produit :

- **Deux compartiments pour éléments refroidissants** – pour une thérapie efficace et ciblée
- **Livré avec deux packs froids réutilisables**
- **Fabrique en coton 100 % doux** – respectueux de la peau et confortable
- **Ajustement réglable avec deux fermetures velcro**
- **Sans latex naturel (NRL)** – adapté aux peaux sensibles

Entretien :

- **Lavable à 30°C avec un savon neutre**
- **Ne pas mettre au sèche-linge**

Le **CryoPouch** est une solution fiable et polyvalente pour un soulagement ciblé de la douleur sans médicament – idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, les centres de rééducation et les soins à domicile.

Spécifications

Marque	Qualiteam
sku	1607296
Type d'emballage	Pièce