

## 1000995 - Seringues - 5 ml - aiguille 21G x 1/2" - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les seringues Terumo avec aiguille sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui garantissent la sécurité de l'injection et de l'administration des médicaments.

La transparence permet de reconnaître facilement les bulles d'air.

Les seringues Terumo sont dotées d'une pointe d'aiguille acérée et d'un revêtement en silicone qui rend l'insertion plus agréable.

Les seringues sont emballées stérile et portent un code couleur ISO.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	MDSS05S2138E
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Seringue</b></li><li>• Corps: polypropylène</li><li>• Piston: polypropylène</li><li>• Joint: élastomère thermoplastique (SS-codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS-codes)</li><li>• Lubrifiant: huile de silicone</li><li>• <b>Aiguille</b></li><li>• Embase: polypropylène + maser batch</li><li>• Canule: acier inoxydable</li><li>• Colle: colle époxy</li><li>• Lubrifiant: silicone</li></ul>
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>sku</b>	1000995
<b>Contenu</b>	5 ml
<b>Dimensions</b>	21G x 1 1/2"
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène Rayonnement
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte