

1546235 - Linido assise de douche courte/ douce - acier époxyé - blanc - 1 pc



Déscription

L'assise de douche court de Linido sans accoudoirs ni dossier est idéal pour les petites salles de bains. Le siège souple offre un haut confort à l'utilisateur. L'assise de douche peut être facilement replié après utilisation, libérant ainsi de l'espace pour les déplacements. Il peut être fixé au mur très facilement et en toute sécurité.

Spécifications

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Marque | Linido |
| SKU leverancier | LI2221.0211-02 |
| Profondeur du siège | 41.5 cm |
| Largeur du siège | 45 cm |
| Accoudoirs | Non |
| Dossier | Non |
| Pliable | Oui |
| Composition | Acier époxyé |
| sku | 1546235 |
| Catégorie assise de douche | Assises de douche |
| Couleur | Blanc |
| Poids max. de l'utilisateur | 150 kg |
| Type d'emballage | Pièce |