

1575638 - NC5 - Vital Signs Monitor



Déscription

Applicable dans les services ambulatoires, d'urgence et généraux. En tant que moniteur de contrôle ponctuel et moniteur permanent. Capable de prendre la PNI, la SpO2, l'ECG, la température de l'oreille. Un design simple et compact, la combinaison parfaite de la technologie et de l'esthétique.

Mode de contrôle ponctuel:

Applicable dans les services de consultations externes et d'urgences pour une mesure rapide des paramètres physiologiques. Le système d'alerte précoce personnalisé (MEWS) peut être utilisé comme référence pour le diagnostic et le traitement des patients, ce qui le rend simple et efficace.

Mode de surveillance:

Utilisé comme moniteur de chevet dans les services généraux pour mesurer en temps réel les paramètres physiologiques du patient (PNI, SpO2, ECG, etc.).

Système de mesure de l'ECG:

La mesure rapide de l'ECG simplifie le travail du personnel de santé.

Spécifications

Marque	comen
Normes	ISO 13485:2016
sku	1575638
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce